

Hold-A-Line[™]

SUPPORT DE CATHÉTER ET DE TUBE



FONCTIONS ET AVANTAGES

- Base hydrocolloïde NeoBond[®] respectueuse de la peau
- Rabat pliable conçu pour relâcher la pression sur les tubes et empêcher le délogement
- Forme unique qui assure la proéminence du moignon ombilical
- Rabat conçu pour être ouvert et fermé à plusieurs reprises
- Rabat transparent qui assure une meilleure visibilité
- Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel et plastifiant DEHP

Catalogue	Article	Qté/Unité
N705	Standard	40/boîte

Hold-A-Line™

SUPPORT DE CATHÉTER ET DE TUBE

INDICATIONS D'UTILISATION

La bande Hold-A-Line est conçue pour fixer et maintenir les cathéters et tubes ombilicaux. Il est conçu pour les patients pédiatriques (nouveau-nés, nourrissons et enfants).

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Préparation

Une fois le cathéter ou le tube en place, nettoyer et sécher la peau conformément au protocole hospitalier.

Remarque : la peau doit être aussi propre et sèche que possible. Hold-A-Line n'adhère pas correctement à une peau moite ou aux poils. Les huiles et les lotions nuisent également à la bonne adhérence.

NE PAS UTILISER D'ALCOOL.

Application

- 1 Avant de retirer les films protecteurs, réchauffer la bande Hold-A-Line entre ses mains pendant 60 secondes. Peut également être maintenue sous un incubateur radiant ou un chauffe-talon pendant 10 à 15 secondes.
- 2 Retirer le revêtement de papier blanc, puis ôter et jeter le film protecteur en plastique transparent de la base hydrocolloïde.
- 3 Placer la base sur la peau et maintenir en place pendant 60 secondes pour assurer une bonne adhérence.
- 4 Ôter et jeter le film protecteur opaque et faire adhérer le cathéter ou le tube à la base.
- 5 Plier et rabattre la bande sur le cathéter ou le tube, aligner avec la base et appuyer fermement pour placer le cathéter ou le tube entre les bandes adhésives.
- 6 Soulever le rabat le cas échéant pour replacer ou retirer le cathéter ou le tube.

Retrait

- 1 Remplacer la bande Hold-A-Line tous les cinq jours ou conformément au protocole hospitalier, selon la première de ces éventualités.
- 2 Soulever le rabat pour retirer le cathéter ou le tube.
- 3 Imprégner la bande Hold-A-Line d'eau ou de solution saline.
- 4 Retirer doucement la bande Hold-A-Line de la peau tout en l'imbibant d'eau ou de solution saline.

PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

La loi fédérale n'autorise la vente de ce dispositif que sur ordonnance ou par un médecin.

La bande Hold-A-Line doit être utilisée uniquement lorsque le patient est sous la surveillance directe et continue de professionnels de santé qualifiés.

En cas d'irritation de la peau, cesser d'utiliser le produit immédiatement.

Hold-A-Line n'adhère pas correctement à une peau moite ou aux poils. Les huiles et les lotions nuisent à la bonne adhérence.

Ne pas utiliser d'alcool pour nettoyer la peau avant l'application.

À usage unique exclusivement.

