



# Neotech Ninni™

## Breast-like Pacifier

**REF** Catalog No.  
N8701



Manufactured by  
NEOTECH PRODUCTS LLC  
28430 Witherspoon Parkway  
Valencia, CA 91355, USA  
1-800-966-0500  
neotechproducts.com



**Made in USA**

D526 Rev A 2025.11.17

English

Neotech Ninni™ Breast-like Pacifier  
INTENDED USE

The Neotech Ninni is intended to soothe and support non-nutritive sucking for newborns 0-6 months.

### DIRECTIONS FOR USE

#### Preparation

Step 1 Remove Neotech Ninni from packaging.

Step 2 Wash thoroughly with warm water and mild soap.

Note: Do not use a brush or other abrasives tools as they may degrade the material.

Step 3 Sterilize using an approved steam sterilization bag.

Note: Follow the bag manufacturer's instructions.

Repeat steps 2 and 3 after each use.

Store in a clean, dry container. Do not expose to direct sunlight for prolonged periods.

#### Inspection

Step 1 Visually and manually inspect the Ninni before each use.

Step 2 Pull the bulb portion of the nipple in all directions.

Step 3 Discard if any of the following are observed: cracks, tears, stickiness, discoloration, thinning of material, or changes in texture.

#### Patient Use

Step 1 Place Ninni in infant's mouth and ensure that lips flange around base.

Step 2 Place finger in the nipple to help guide the tongue.

Note: if infant doesn't accept the Ninni immediately, reinsert finger and gently press upward against the palate to encourage a latch-like sucking response.

### CAUTIONS & WARNINGS

Always use the Ninni with adult supervision.

Do not tie Ninni around baby's neck as it presents a strangulation hazard. Only use dedicated pacifier holders tested to EN 12586.

Not intended for chewing; do not use for teething babies.

Inspect the Ninni before each use. Discard immediately if damaged (cracks, tears, stickiness, discoloration, thinning of material, or changes in texture).

Single patient, multi-use.

Français

Neotech Ninni™ Tétine imitant le sein

### UTILISATION PRÉVUE

La Neotech Ninni est conçue pour l'apaisement et la succion non nutritive des nourrissons de 0 à 6 mois.

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

#### Préparation

Étape 1 Retirer Neotech Ninni de l'emballage.

Étape 2 La laver soigneusement à l'eau tiède et au savon doux.

Remarque : Ne pas utiliser de brosse ni d'instrument abrasif afin de ne pas endommager le matériau.

Étape 3 Stériliser au moyen d'un sachet de stérilisation à la vapeur.

Remarque : Suivre les instructions du fabricant du sachet.

Répéter les étapes 2 et 3 après chaque utilisation.

Conserver dans un récipient propre et sec. Ne pas exposer directement aux rayons du soleil trop longtemps.

#### Inspection

Étape 1 Examiner la Ninni du regard et avec les mains avant chaque utilisation.

Étape 2 Tirer le bulbe de la tétine dans tous les sens.

Étape 3 Jeter la tétine en cas de : craquelures, déchirures, viscosité, décoloration, usure du matériau ou modification de la texture.

#### Utilisation par le patient

Étape 1 Placer la Ninni dans la bouche du nourrisson en veillant à ce que ses lèvres entourent bien la base.

Étape 2 Placer le doigt dans la tétine pour guider la langue.

Remarque : si le nourrisson n'accepte pas immédiatement la Ninni, réinsérer le doigt et appuyer doucement vers le haut contre le palais pour favoriser une succion similaire à celle de l'allaitement.

### PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

Toujours employer la Ninni sous la surveillance d'un adulte.

Ne pas accrocher la Ninni autour du cou du nourrisson, car cela entraîne un risque d'étranglement. N'employer que des attaches spécialement conçues et testées selon la norme EN 12586.

Inadapté à la mastication ; ne pas donner à un nourrisson qui fait ses dents.

Inspecter la Ninni avant chaque utilisation. Jeter immédiatement la tétine en cas d'endommagement (craquelures, déchirures, viscosité, décoloration, usure du matériau ou modification de la texture).

À l'usage d'un seul patient, multiples utilisations.

Español

Neotech Ninni™ Chupete similar al pecho

### USO PREVISTO

El Neotech Ninni está previsto para calmar y favorecer la succión no nutritiva para los recién nacidos de 0 a 6 meses.

### INSTRUCCIONES DE USO

#### Preparación

Paso 1 Extraiga el Neotech Ninni de su envase.

Paso 2 Lávelo bien con agua tibia y jabón suave.

Nota: No use cepillos ni otros utensilios abrasivos, ya que podrían dañar el material.

Paso 3 Esterilícelo utilizando una bolsa de esterilización al vapor aprobada.

Nota: Siga las instrucciones del fabricante de la bolsa.

Repita los pasos 2 y 3 después de cada uso.

Guárdelo en un recipiente limpio y seco. No lo exponga a la luz solar directa durante periodos prolongados.

#### Inspección

Paso 1 Inspeccione visual y manualmente el Ninni antes de cada uso.

Paso 2 Tire de la parte abultada de la tetina en todas las direcciones.

Paso 3 Deséchelo si observa alguno de los siguientes signos: grietas, desgarros, pegajosidad, decoloración, adelgazamiento del material o cambios en la textura.

Uso por parte del paciente

Paso 1 Coloque el Ninni en la boca del lactante y asegúrese de que los labios rodeen la base.

Paso 2 Coloque el dedo en la tetina para ayudar a guiar la lengua.

Nota: si el lactante no acepta el Ninni inmediatamente, vuelva a introducir el dedo y presione suavemente hacia arriba contra el paladar para estimular una respuesta de succión similar al agarre.

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Use siempre el Ninni bajo la supervisión de un adulto.

No ate el Ninni alrededor del cuello del bebé, ya que existe riesgo de estrangulamiento. Use únicamente sujetadores de chupetes específicos que hayan sido probados según la norma EN 12586.

No está previsto para masticar; no lo utilice para bebés en fase de dentición.

Revise el Ninni antes de cada uso. Deséchelo de inmediato si presenta daños (grietas, desgarros, pegajosidad, decoloración, adelgazamiento del material o cambios en la textura).

Un solo paciente, varios usos.

Português

Neotech Ninni™ Chupeta semelhante a um peito

#### USO PRETENDIDO

A Neotech Ninni foi concebida para aliviar e apoiar a sucção não nutritiva para recém-nascidos dos 0 aos 6 meses.

#### INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

##### Preparação

1º Passo Retire a Neotech Ninni da embalagem.

2º Passo Lave bem com água quente e sabão neutro.

Nota: Não use uma escova ou outras ferramentas abrasivas que possam degradar o material.

3º Passo Esterilize com uma bolsa de esterilização a vapor aprovada.

Nota: Siga as instruções da bolsa do fabricante.

Repita os passos 2 e 3 após cada utilização.

Armazene num recipiente limpo e seco. Não exponha à luz solar direta durante longos períodos.

##### Inspeção

1º Passo Inspecione visualmente e manualmente a Ninni antes de cada utilização.

2º Passo Puxe a parte do bolbo do mamilo em todas as direções.

3º Passo Descarte se se observar um dos seguintes: fissuras, rasgões, pegajosidade, descoloração, adelgaçamento do material ou alterações na textura.

##### Utilização do Paciente

1º Passo Coloque a Ninni na boca do paciente pediátrico e garanta que os lábios estão flangeados à volta da base.

2º Passo Coloque o dedo no mamilo para ajudar a guiar a língua.

Nota: se o paciente pediátrico aceitar imediatamente o Ninni, coloque novamente o dedo e pressione gentilmente contra o palato para incentivar uma resposta de sucção semelhante à pega.

#### PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Use sempre a Ninni com a supervisão de um adulto.

Não amarre a Ninni ao pescoço do bebé, pois representa um risco de estrangulamento. Utilize apenas suportes de chupetas dedicados e testados de acordo com a norma EN 12586.

Inadequado para mastigar; não use em bebés com dentição.

Verifique a Ninni antes de cada utilização. Descarte se se observar um dos seguintes: (fissuras, rasgões, pegajosidade, descoloração, adelgaçamento do material ou alterações na textura).

Único paciente, várias utilizações.

العربية

Neotech Ninni™

لهاية بتصميم مشابه للثدي

الغرض من الاستخدام

لهاية Neotech Ninni مصممة لتهدئة حديثي الولادة والرضع حتى 6 أشهر من خلال المص دون رضاعة.

إرشادات الاستخدام

الإعداد

الخطوة الأولى

أخرجي لهاية Neotech Ninni من العلبة.

الخطوة الثانية

اغسليها جيداً بماء دافئ وقليل من الصابون.

ملاحظة: لا تستخدمي فرشاة أو أدوات كاشطة أخرى لأنها قد تتلفها.

الخطوة الثالثة

عقميها باستخدام كيس معتمد للتعقيم البخار.

ملاحظة: اتبعي تعليمات الشركة المصنّعة المدوّنة على الكيس.

كرري الخطوتين الثانية والثالثة بعد كل استخدام.

احفظيها في علبة نظيفة وجافة. لا تعرّضها لضوء الشمس المباشر لفترات طويلة.

الفحص

الخطوة الأولى

افحصي لهاية Ninni بصرياً ويدوياً قبل كل استخدام.

الخطوة الثانية

اسحبي الجزء المنتفخ من الحلمة في جميع الاتجاهات.

الخطوة الثالثة

تخلصي منها إذا لاحظت أيّاً من العلامات التالية عليها: الشقوق،

والتمزقات، والمادة اللزجة، وتغيّر اللون، وترقق المادة، وتغيّر الملمس.

استخدام المريض

الخطوة الأولى

ضعي لهاية Ninni في فم الرضيع وتأكدي من أن الشفتين ملتفتان حول قاعدتها.

الخطوة الثانية

ضعي إصبعك بداخل الحلمة لمساعدة الرضيع على التقامها بلسانه.

ملاحظة: إذا لم يلتقم الرضيع لهاية Ninni فوراً، فأدخلي إصبعك في الحلمة مرة أخرى واضغطي برفق على سقف الفك إلى الأعلى لتحفيز الرضيع على الالتقام والمص.

التنبيهات والتحذيرات

تُستخدم لهاية Ninni تحت إشراف الأشخاص البالغين دائماً.

لا تربطي لهاية Ninni حول رقبة الطفل لتجنب خطر الاختناق. استخدمي

أشرطة تعليق اللهايات التي تم اختبارها وفقاً لمعيار EN 12586 فقط.

اللهاية غير مخصصة للمضغ ولا يصح إعطاؤها للأطفال في مرحلة نمو

الأسنان.

افحصي لهاية Ninni قبل كل استخدام. تخلصي منها فوراً في حال تلفها

(ظهور شقوق أو تمزقات أو مادة لزجة أو تغيّر اللون أو ترقق المادة أو تغيّر الملمس).

مخصصة للاستخدام عدة مرات لرضيع واحد فقط.