



Soins pour Nourrissons

Produits de soins néonataux de qualité médicale

A grayscale photograph of a newborn baby lying in a hospital bed. The baby is wearing a light-colored, patterned cap and has their hands near their mouth. A hand is gently touching the baby's face. The background is slightly blurred, showing medical equipment.

Un nouveau bébé c'est comme
le début de toutes choses -
**l'émerveillement, l'espoir, un
rêve de possibilités.**

- EDA LESHAN

TABLE DES MATIÈRES

ant neuro	
nëo™	4

AHT	
NeoPod	5
BabyPod2	6
BP37	7

Little Sparrows Technologies	
bili-ruler	8

FreeArm	
FreeArm Muscle	9

Neotech	
Aspirateur de méconium Neotech®	10
Lingette pour cellulaire™	11
Little Sucker® et Capuchon	12
NeoSucker® Courbé	13
Little Sucker® avec embout nasal	14
Suction Caddy™	15
NeoSeal®	16
Neotech RAM Cannula®	17
Pochette NeoGlo®	18
NeoGlo® Disposable	19
NeoGrip®	20
NeoHug™	21
NeoBridge®	22
NeoSnug	23
Hold-A-Line™	24
NeoBar™	25
NeoShades® avec Tabs	26

NeoShades® avec Bandeau	27
NeoSmile™	28
NeoSmile™ Hydrogel	29
NeoBond®	30
SoftSil™	31
EZ-Hold®	32
Cuillère NeoSpoon™	33
NeoPulse™	34
Mentonnière ChinStrap™ de Neotech	35
Neotech Bridge®	36
EZCare™ Softouch	37

Paraid	
Neo-Restraint	38

Service & Support	39
------------------------------	----

Produits Additionnels Novus Medical Inc.	40
---	----



ant neuro
inspiring technology



nëo™ La surveillance simplifiée de la fonction cérébrale

Le système de surveillance nëo™ est la solution CFM néonatale la plus facile à utiliser. Conçue spécifiquement pour tenir compte des flux de travail de l'USIN – à partir de l'application des électrodes à la mise en place et à l'examen d'un maximum de 8 canaux de surveillance au chevet des patients. Le nëo CFM fournit aux cliniciens des informations importantes sur l'état du cerveau néonatal et s'intègre facilement dans les protocoles de surveillance du cerveau néonatal de l'unité néonatale de soins intensifs.

- Sélectionnable à partir d'un seul enregistrement à 2 canaux ou jusqu'à 8 canaux référentiels aEEG/EEG
- Fonction d'échelle de gris facile à lire pour aEEG
- Indicateurs Burst Suppression et Inter Burst Interval en ligne
- Configuration simplifiée pour lancer des sessions de surveillance ou de révision
- Exportation facile des données et des captures d'écran à tout moment
- Accès rapide aux annotations prédéfinies et personnalisées

Pour plus d'informations ou pour une demande de soumission www.novusmedical.ca/neo-eeeg



AHT

ADVANCED
HEALTHCARE
TECHNOLOGY

NeoPod Un dispositif de transport néonatal

Le transport de nouveau-nés nécessite un environnement qui les garde au chaud, en sécurité. Lorsque les nouveau-nés sont transportés, ils ne peuvent être placés nulle part ailleurs que dans les bras de leurs parents ! Ces nouveau-nés courent le risque de perdre de la chaleur et d'être blessés si le véhicule de transport est impliqué dans un accident ou doit prendre des mesures d'évitement, ou dans le cas d'un avion, s'il est soumis à des turbulences.

Jusqu'à présent, la seule façon de garantir un environnement chaud au bébé était d'utiliser une couveuse de transport lourde, encombrante et physiquement volumineuse. Ces dispositifs coûteux nécessitent une alimentation électrique pour fonctionner, ne sont pas facilement disponibles et nécessitent pour la plupart des véhicules dédiés. Pour un coût inférieur à 20 % de celui d'une couveuse de transport standard, le NeoPod offre une solution simple, sûre et économique aux problèmes de transport des nourrissons.



CEN 1789 - CONFORMITÉ
AUX NORMES



DIMENSIONS:
740 x 440 x 280mm



NOUVEAU-NÉS
JUSQU'À 5 KG



FIBRE DE CARBONE AVEC UNE
SECTION DE COUVERCLE EN PETG



6kg SANS LIMITE DE POIDS
DU PATIENT INANT : 1-5kg

AHT

ADVANCED
HEALTHCARE
TECHNOLOGY



BabyPod2 Un dispositif de transport pour les nourrissons

En cas d'accident de la route, un incubateur de transport conventionnel peut se détacher de son support et mettre en danger la vie du patient et des membres de l'équipage. Le poids d'une couveuse classique peut atteindre 120 kg et il est donc extrêmement difficile de l'attacher à une ambulance en toute sécurité. Dans le passé, des blessures et des décès ont été causés par des couveuses qui se sont détachées lors d'un accident.

La construction en fibre de carbone/composite du BabyPod 2 permet d'obtenir un dispositif de transport dont le poids a été considérablement réduit par rapport à une solution classique. Avec un coût inférieur à 20 % de celui d'une couveuse de transport standard, une consommation d'oxygène réduite, une construction en fibre de carbone plus légère et des dispositifs de sécurité améliorés, le BabyPod 2 offre une solution simple, sûre et rentable aux besoins de transport des nourrissons.



CEN 1789 - CONFORMITÉ
AUX NORMES



DIMENSIONS:
1026 x 440 x 280mm



NOURRISONS
JUSQU'À 8 KG



FIBRE DE CARBONE AVEC UNE
SECTION DE COUVERCLE EN PETG



10,6 kg SANS LIMITE DE POIDS
DU PATIENTINANT : 2-8 kg

AHT

ADVANCED
HEALTHCARE
TECHNOLOGY



BP37 Kit de maintien de la température du nourrisson

Un accessoire de soutien thermique portable, fonctionnant sur piles, pour le Babypod2
Voici le kit de maintien de la température du nourrisson Advanced Healthcare Technology BP37™, une solution innovante conçue pour fournir un soutien thermique portable, fonctionnant sur batterie, aux nourrissons, sans nécessiter d'électricité de secteur. Ce système avancé peut être utilisé pendant le transport au sein d'un établissement médical ou entre deux établissements, garantissant ainsi des soins thermiques constants pour les nourrissons.

- **Portabilité fonctionnant sur batterie :** Le contrôleur BP37™ peut être fixé aux appareils Babypod et Neopod à l'aide d'un support à fixation rapide, offrant un soutien thermique fiable partout où il est nécessaire, sans dépendre de l'électricité du secteur.
- **Surveillance précise de la température :** Le dispositif BP37™ vérifie en permanence la température de surface de la matrice de support thermique quatre fois par seconde, ce qui garantit le maintien d'une température stable et sûre.
- **Matrice de soutien thermique :** Ce composant adhère au matelas à vide à l'intérieur du BabyPod à l'aide de deux coussinets adhésifs peu collants, ce qui permet une distribution uniforme et souple de la température. Les coussinets adhésifs sont conçus pour être facilement retirés et éliminés, ce qui garantit une utilisation sur un seul patient.



Little Sparrows Technologies

Big ideas for little babies

bili-ruler Dépistage de la jaunisse

Le bili-ruler™ est un outil validé de dépistage de la jaunisse néonatale qui a été développé en utilisant un traitement d'image numérique avancé et une conception centrée sur l'humain. La correspondance des couleurs de haute précision et les techniques d'impression de pointe garantissent des couleurs exceptionnelles et de grande fidélité. Il est peu coûteux, non invasif et facile à utiliser.

Le bili-ruler™ est un "ictéromètre", présentant une série d'échantillons jaunes d'intensité variable qui correspond à des plages de taux de bilirubine sérique et aide à déterminer la sévérité de la jaunisse.

En choisissant la couleur bili-ruler™ qui correspond le mieux à la peau blanchie du bout du nez du bébé, l'utilisateur peut estimer le niveau de bilirubine et déterminer la nécessité d'effectuer d'autres tests de diagnostic et de traitement de la jaunisse.

Informations de commande

Description	Qté/Unité	Part #
bili-ruler	Each	LST0203A





FreeArm Muscle Alimentation par sonde + perfusion

Une main supplémentaire. Le FreeArm vous donne un coup de main à l'hôpital, à la maison et en déplacement. Plus de mobilité pour l'alimentation à la seringue, l'alimentation à la pompe et les perfusions. Le FreeArm se fixe à des surfaces telles que les tables, les berceaux, les poussettes, etc. Il fonctionne également comme une potence à perfusion de voyage, se pliant facilement pour se ranger dans votre sac. Alimentations et perfusions régulières, partout et à tout moment. Grâce au bras pliable du FreeArm, vous n'avez plus à vous demander à quelle hauteur vous devez tenir la seringue à gravité et vous pouvez éviter que les lignes ne se plient.

Le FreeArm® Muscle se fixe sur des surfaces d'une épaisseur maximale de 2 pouces, des surfaces plates telles que les tables à manger et les tables d'appoint et des barres arrondies telles que les barres d'un fauteuil roulant, d'une poussette ou d'un berceau d'hôpital. Le bras pliable du FreeArm® Muscle se replie facilement pour tenir dans votre sac, ce qui facilite l'alimentation par sonde et les perfusions !



MAIN EXTRA



MOBILITÉ



CONSISTANCE



AIDE HOSPITALIERE



NEOTECH®

Faire la Différence


Aspirateur de méconium Neotech® Dispositif d'aspiration du méconium

L'aspirateur à méconium révolutionnaire de Neotech, cité dans le "Textbook of Neonatal Resuscitation", offre un moyen plus sûr d'aspirer le méconium des poumons des nouveau-nés : Il est compatible avec la plupart des sondes endotrachéales, disponible en clair ou jaune, et dispose d'un port de contrôle d'aspiration permettant une aspiration intermittente offrant plus de sécurité. Les cliniciens le louange pour sa facilité d'utilisation et son historique de sécurité des 20 dernières années.

- Conçu pour éliminer l'aspiration du méconium à la bouche.
- Port de contrôle de l'aspiration pour une aspiration intermittente.
- Compatible avec la plupart des tubes endotrachéaux.
- Mentionné dans le manuel du programme de réanimation néonatale (PRN)¹
- Le modèle N0102 (jaune) facilite l'identification.
- Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel et plastifiant DEHP
- Emballage individuel

Informations de commande

Article	Qté/Unité	Part #
Clair	40	N0101
Jaune	40	N0102



NEOTECH®

Faire la Différence



Cell Wipe™ Lingette et pochette pour téléphones portables et appareils mobiles

Des études démontrent que les germes et les bactéries avec lesquels nous entrons en contact se retrouvent sur notre cellulaire et autres appareils mobiles. Ensuite, nous, cliniciens, patients et visiteurs, apportons ces appareils à l'hôpital. Utilisez Neotech Cell Wipe pour nettoyer votre téléphone, puis placez-le dans la pochette Neotech Cell Shield pour une protection supplémentaire contre les germes et les bactéries. La lingette pré-humidifiée est non abrasive afin de garder votre écran intact et elle ne laissera pas de traces ou de peluches. La pochette Cell Shield est auto-scellante ; plus besoin d'autocollant.

- Ne laisse aucune trace ni peluche
- Préhumidifiée et non abrasive
- Élimine les taches, les empreintes et les traces de gras
- Jetable
- Boîte distributrice prête à l'utilisation
- Emballage individuel



Informations de commande

Objet	QTÉ/UNITÉ	Part #
Cell Wipe *Lingettes *4 boîtes de 250	1000	N15250
Combo lingettes/ pochettes	200	N15200



NEOTECH®

Faire la Différence



Little Sucker® et Capuchon Dispositif d'aspiration oral et nasal et capuchon

Le Little Sucker breveté de Neotech est le premier dispositif d'aspiration compatible avec une variété de soins pédiatriques, en particulier les soins intensifs néonataux. Le Little Sucker original fabriqué aux États-Unis possède un embout doux et flexible et est composé de matériau hypoallergénique. Sa durabilité permet également son utilisation en contexte de soins à domicile.

- Conçu pour aspirer en n'utilisant qu'une seule main
- Orifice pour le pouce pour une aspiration intermittente
- Embout doux et flexible similaire à une poire nasale
- N'est pas fabriqué en latex de caoutchouc naturel ou avec un plastifiant DEHP

Le capuchon Little Sucker, inventé par les cliniciens, est conçu pour protéger le Little Sucker de dommages, débris et contaminants externes. - La couleur bleu vif le rend plus facile à trouver.

- Conçue pour protéger le Little Sucker contre les dégâts, les résidus et les contaminants externes
- Bleu vif pour une meilleure visibilité
- Bouchon de l'orifice antibruit
- Sans latex en caoutchouc naturel ni plastifiant DEHP

Informations de commande

Article	Qté/Unité	Part #
Prématuré	50	N204
Prématuré avec capuchon	50	N204C
Standard	50	N205
Standard avec capuchon	50	N205C
Capuchon	50	N215

NEOTECH®

Faire la Différence



NeoSucker® Courbé Dispositif d'aspiration oral et nasal

Le NeoSucker Courbé breveté de Neotech est une alternative plus douce et anatomiquement courbée par rapport aux dispositifs en plastique rigide disponible sur le marché. Le N208 extra large est parfait pour les patients pédiatriques plus âgés qui ont tendance à mordre le dispositif d'aspiration. Tout comme le Little Sucker original, le dispositif d'aspiration oral et nasal NeoSucker comporte une pointe flexible semblable à une seringue à poire pour aider à prévenir les traumatismes buccaux. Il est conçu pour une utilisation d'une seule main avec un port de pouce pour aspiration intermittente. NeoSucker Courbé est un complément de chevet idéal pour les patients à risque de convulsion.

- Conçu pour aspirer en n'utilisant qu'une seule main
- Orifice pour le pouce pour une aspiration intermittente
- Embout doux et flexible similaire à celui d'une poire nasale
- N'est pas fabriqué en latex de caoutchouc naturel ou avec un plastifiant DEHP
- Emballage individuel



Informations de commande

Taille	Unité de quantité	Part #
Prématuré	50	N206
Standard	50	N207
Extra-Large	50	N208

NEOTECH[®]
Faire la Différence



Little Sucker avec embout nasal dispositif d'aspiration nasal

Le Little Sucker avec embout nasal breveté de Neotech est le premier dispositif aspiration nasal pour l'unité de soins intensifs néonataux et l'unité de soins intensifs pédiatriques. Sa conception exclusive comporte un embout spécialisé qui permet d'éviter de l'insérer trop loin dans les narines. La pointe fabriquée à partir d'un matériau hypoallergénique est douce et flexible. Sa durabilité le rend également adapté aux parents en contexte de soins à domicile.

- Embout spécialisé conçu pour réduire les éventuels traumatismes tissulaires
- Conçu pour une aspiration d'une seule main
- Orifice pour aspiration intermittente
- Embout souple et flexible semblable à une poire nasale
- Sans latex en caoutchouc naturel ni plastifiant DEHP
- Emballage individuel



Informations de commande

Article	Qté/Unité	Part #
Embout nasal prématuré	50	N224
Embout nasal standard	50	N225

Support de dispositif d'aspiration **Suction Caddy™**

Gardez les dispositifs d'aspiration comme le Neotech Little Sucker en toute sécurité et à portée de main avec le support à ventouse. Le Suction Caddy comprend un port de tube pour aider à réduire le bruit et peut être fixé et retiré en toute sécurité de presque toutes les surfaces lisses, y compris l'extérieur d'un incubateur. La zone d'écriture désignée pour le nom et la date du patient et la ventouse facile à retirer rendent le Suction Caddy pratique.

- Facile à utiliser et se fixe à la plupart des surfaces lisses
- Maintient les dispositifs d'aspiration et les tubes à portée de main et loin du sol
- Zone d'écriture pratique et désignée pour le nom du patient et la date
- Le plastique transparent permet une meilleure visibilité
- Le port tubulaire aide à réduire le bruit
- Les grandes ventouses offrent une prise solide et permettent un retrait facile
- Non fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel ou du plastifiant DEHP
- Emballé individuellement



Informations de commande

Description	Qté/Bte	# de pièce
Suction Caddy	20	N245

NeoSeal® Joint d'étanchéité pour canule nasale

Le NeoSeal de Neotech est un joint nasal innovant et confortable qui est conçu pour fournir une meilleure assistance respiratoire. Le joint adhère à la canule et non à la peau sensible du nourrisson, une caractéristique dont les cliniciens ont fait l'éloge. Un doux coussinet protège la cloison nasale fragile du patient. Le NeoSeal est disponible en trois différentes tailles - micro, petit et grand - il existe donc une option capable de s'adapter à la plupart des embouts.

- Conçu pour améliorer l'étanchéité pour une assistance respiratoire plus efficace
- Protège la peau du septum et des narines
- Compatible avec la plupart des canules nasales
- Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel et plastifiant DEHP



Informations de commande

Grandeur	Qté/Unité	Part #
Micro	150	N420
Petit	150	N421
Grand	150	N422



NEOTECH®

Faire la Différence



Neotech RAM Cannula® Canule nasale à oxygène

La canule RAM de Neotech est dotée d'embouts nasaux souples et légèrement incurvés conçu pour le confort du patient. Son installation simple et sa tubulure flexible aide à promouvoir un positionnement adapté au développement des nourrissons et des enfants. La canule RAM est disponible en sept tailles. Toutes les tailles sont codées par couleur et comprennent un adaptateur de tuyau d'oxygène de 15 millimètres pour une utilisation avec de l'oxygène humidifié à faible débit ou à haut débit.

- Produit destiné à une utilisation avec de l'oxygène humidifié faible ou haut débit
- Embouts nasaux souples et courbes
- Tailles à code-couleur
- Adaptateur pour le tube d'oxygène de 15 mm inclus
- N'est pas fabriqué à partir de latex de caoutchouc naturel ou de plastifiant DEHP
- Emballage individuel

Informations de commande

Item	Quantité/Unité	Part #
Blanc	10	N4900-NS
Verte	10	N4901-NS
Bleue	10	N4902-NS
Orange	10	N4903-NS
Jaune	10	N4904-NS
Sarcelle	10	N4905-NS
Violet	10	N4906-NS
Adaptateur de tube d'oxygène	50	N4820



NEOTECH®

Faire la Différence



NeoGlo® & NeoGlo® Pochette Transilluminateur

Neotech est ravi de proposer cet appareil de transillumination abordable. Avec plusieurs paramètres de préférence pour l'utilisateur, il est parfait pour les cliniciens qui cherchent à acheter leur propre transilluminateur personnel. Son choix de huit couleurs s'adaptera à votre personnalité. Il a également une boucle de lanière pour s'assurer que votre NeoGlo ne part pas avec quelqu'un d'autre.

- Lampes LED froides au toucher afin d'assurer plus de sécurité pour l'utilisateur
- Plusieurs configurations d'éclairage afin de satisfaire les préférences de l'utilisateur
- Conception ergonomique pour assurer le confort du médecin
- Petite taille à des fins d'utilisation dans un incubateur
- Illumine veines, artères et autres structures internes
- Conçu pour s'arrêter avant que les lampes ne deviennent inefficaces
- Ne nécessite qu'une seule pile alcaline AA (comprise)
- Huit couleurs au choix
- Dragonne
- Prix abordable
- Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel et plastifiant DEHP

Informations de commande

Article	Qté/Unité	Part #
Pochette Paquet de 100	100	N55100
Argent	1	N555SL
Aqua	1	N555AQ
Blanc	1	N555WH
Bleu	1	N555BL
Noir	1	N555BK
Rose	1	N555PK
Rose pétant	1	N555BP
Violet	1	N555VL

NEOTECH®

Faire la Différence




NeoGlo® Disposable Transilluminateur

NeoGlo est un transilluminateur à usage unique. Gardez-le au chevet du patient pendant son séjour et lors du congé, recycler-le ou éliminer-le conformément aux réglementations en vigueur. C'est l'option de transillumination parfaite et abordable pour éviter la contamination croisée. Option de lumière disponible: rouge ou blanche. Branchez-le simplement sur une source d'alimentation USB. Aucune pile requise !

- À usage unique pour aider à éviter la contamination croisée
- Disponible avec des lumières LED blanches ou rouges brillantes
- Léger et compact
- Illumine les veines, artères et autres structures internes
- Cordon d'alimentation avec connexion USB
- Aucune batterie interne requise
- Compatible avec le manchon NeoGlo pour une protection supplémentaire contre les fluides corporels
- Prix abordable
- Non fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel ou du plastifiant DEHP
- Emballé individuellement
- Conforme RoHS 2

Information de commande

Item	qté/boîte	# de pièce
Lumière rouge avec cordon de 6"	10	N5536RD
Lumière blanche avec cordon de 6"	10	N5536WH



NEOTECH®

Faire la Différence

Porte-tubes et câbles NeoGrip®

Les NeoGrips sont des organisateurs de tubes originaux, de câbles et de circuits légers conçus pour maintenir l'intégrité du linge et des vêtements. La conception simple est facile à utiliser et aide à prévenir l'enchevêtrement ou le détachement. Disponible en plusieurs couleurs à personnaliser pour les patients, code couleur par besoins de l'hôpital ou simplement égayer l'unité. Idéal pour une utilisation avec des patients ambulatoires, en soins kangourou ou de soins à domicile.

- Aide à garder les tubes, les câbles et les circuits ensemble
- Permet une meilleure mobilité du patient
- Se fixe au linge ou aux vêtements sans endommager
- Utile pendant les soins kangourou
- Ouvrir et fermer à plusieurs reprises sans laisser de résidus
- Peut être utilisé en milieu clinique ou à domicile
- Idéal pour les patients ambulatoires
- Non fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel ou du plastifiant DEHP



Informations de commande


Colour	Qty/Box	Part #
Sarcelle (Versa Grip)	40	N601
Rose/Bleu	40	N602
Assortiment	40	N602A
Bleu	40	N602B
Jaune	40	N602Y
Orange	40	N602O
Rose	40	N602P
Rouge	40	N602R
Vert	40	N602G
Violet	40	N602V
Blanc	40	N603

NEOTECH®

Faire la Différence

NeoHug® Support de dispositif

Ajoutez une touche de couleur et de caractère à votre unité. NeoHug est un accessoire mignon et polyvalent idéal pour tenir une tétine, un embout d'aspiration, un ruban adhésif et plus encore. Les bras pliables s'étirent dans toutes les directions pour contenir une variété d'articles dans tous les secteurs de l'hôpital. Disponible avec un clip en C qui s'enclenche sur des pôles IV de 3/4 de pouce ou avec une grande ventouse qui colle à la plupart des surfaces planes et lisses. Les deux options éliminent le besoin de ruban adhésif. Aucun résidu de colle !



- Figurine ludique disponible en cinq couleurs vives
- Bras pliables permettant de maintenir une variété d'éléments légers
- Idéal pour porter une tétine, un embout d'aspiration, un ruban adhésif, etc.
- Deux options de fixation


Informations de commande

Item	Unité de quantité	# de pièce
Singe avec pince en C, ensemble	25	N680A-C
Singe avec ventouse, ensemble	25	N680A-S
Souris avec pince en C, ensemble	25	N681A-C
Souris avec ventouse, ensemble	25	N681A-S

C=pince en C, S= ventouse (e.g N680A-C, N680A-S)

NEOTECH®

Faire la Différence



NeoBridge® Fixation pour cathéter ombilical

Gardez les cathéters en toute sécurité et à leur place avec Neotech NeoBridge. Les volets de ce support de cathéter ombilical innovant sont conçus pour empêcher les tubes de se déloger tout en soulageant la pression sur les tubes. Fabriqué avec une base douce d'hydrocolloïde NeoBond, les rabats peuvent s'ouvrir et se fermer à plusieurs reprises. Chaque NeoBridge peut accueillir deux cathéters et le rabat transparent offre une bonne visibilité. Ce produit est disponible en 3 formats : micro, petit et grand.

- Base hydrocolloïde NeoBond® respectueuse de la peau
- Rabats de positionnement fiables conçus pour relâcher la pression sur les tubes et empêcher le déplacement
- Peut s'utiliser avec deux cathéters
- Rabat conçu pour être ouvert et fermé à plusieurs reprises
- Rabat transparent pour une meilleure visibilité
- Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel et plastifiant DEHP
- Emballage individuel

Informations de commande

Taille	Poids approximatif	Qté/Unité	# de pièce
Micro	800 mg et moins	20	N700
Petit	800-1200mg	20	N701
Grand	1200-2200mg	20	N702



NEOTECH[®]

Faire la Différence

NeoSnug Support de tube




Prévenez le déplacement ou le glissement de la sonde nasogastrique avec le NeoSnug. La forme unique précoupée passe sous le nez et permet de fixer la tubulure près des narines. Comme plusieurs de nos produits, NeoSnug possède une base hydrocolloïde NeoBond, qui est moins susceptible d'irriter les peaux sensibles. Le rabat est conçu pour tenir en toute sécurité et de manière permanente.

- Base adhésive hydrocolloïde NeoBond[®] respectueuse de la peau
- Forme unique idéale pour sécuriser le tube près des narines
- Rabat rabattable conçu pour soulager le stress sur les tubes
- Le rabat permanent maintient les tubes bien en place
- Le matériel non tissé épouse les contours du visage ou du corps
- Deux unités par ensemble avec support de tube gauche et droit

Ordering Information

Size	Qty/Box	Part #
Small	15 ensembles/boîte*	N7015-15
*2 par ensemble(gauche et droit)		



NEOTECH®

Faire la Différence



Hold-A-Line™ Support de cathéter et de tube

Gardez les tubulures et les cathéters sûrs et sécurisés avec le Hold-A-Line innovant de Neotech. Fabriqué avec une base douce d'hydrocolloïde NeoBond, ce produit est doux pour la peau et idéal pour les nourrissons avec peau sensible. Avec son rabat rabattable sécurisé, Hold-A-Line maintient le tube en place tout en soulageant la pression sur les cathéters. La forme en U unique signifie moins d'irritation pour le cordon ombilical saillant, et le support peut s'ouvrir et se fermer à plusieurs reprises. Avec son rabat transparent, Hold-A-Line permet une visibilité continue des tubes.

- Base hydrocolloïde NeoBond® respectueuse de la peau
- Rabat pliable conçu pour relâcher la pression sur les tubes et empêcher le délogement
- Forme unique qui assure la proéminence du moignon ombilical
- Rabat conçu pour être ouvert et fermé à plusieurs reprises
- Rabat transparent qui assure une meilleure visibilité
- Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel et plastifiant DEHP

Informations de commande

Article	Qté/Unité	Part #
Standard	40	N705




NEOTECH®

Faire la Différence

NeoBar™ Support pour tube endotrachéal

Lorsque vous avez besoin de sécuriser le tube endotrachéal d'un bébé, NeoBar de Neotech offre l'équilibre idéal entre sécurité et confort. Les huit tailles codées par couleur facilitent la sélection de l'unité et les languettes sont conçues pour réduire l'utilisation de ruban adhésif potentiellement nocif pour la peau. Le NéoBar est conçu pour protéger le palais du patient et réduire le risque d'extubation. En cas d'urgence, les cliniciens peuvent couper le produit pour un retrait immédiat.

- Languettes hydrocolloïdes hypoallergéniques NeoBond®
- Grandes tailles disponibles avec des adhésifs acryliques de qualité médicale
- Conçu pour réduire le nombre d'extubations, éviter les traumatismes du palais et améliorer l'hygiène buccale
- Élimine le recours aux rubans adhésifs appliqués à proximité du nez ou de la bouche. Peut être coupé en cas de retrait d'urgence
- Code de couleur selon les tailles
- Ne contient ni latex de caoutchouc naturel ni plastifiant DEHP
- Emballé individuellement



Pour plus d'informations www.novusmedical.ca/neotech/neobar

Informations de commande

Size	Couleur	Quantité/Unité	Part #
Avec adhésif hydrocolloïde			
Mini	Violet	5	N709
Ultra	Jaune	5	N710
Micro	Blanc	5	N711
Small	Vert	5	N712
Large	Bleu	5	N713
XL	Rose	5	N714
Macro	Vert	5	N715H
Jumbo	Gris	5	N716H
Avec adhésif acrylique de qualité médicale			
Macro	Pêche	5	N715F
Jumbo	Carbone	5	N716F
Combinaison			
Transport (1 de chaque - N709, N710, N711, N712, N713, N714)			N718
Assorted (2 de chaque - N709, N710, N711, N712, N713, N714)			N719N

NEOTECH®

Faire la Différence

NeoShades® avec languettes Cache-œil de photothérapie

Les NeoShades avec languettes de Neotech sont faits d'un tissu doux qui s'efforce d'offrir le meilleur confort au patient. La plus remarquable caractéristique de ce produit est les languettes qui le maintiennent en place. Un adhésif doux hydrocolloïde fixe les languettes aux tempes du patient ; celles-ci se fixent ensuite aux NeoShades via un tissu à crochets silencieux qui est peu susceptible de déranger le patient lorsque les NeoShades doivent être ajustés. La conception mignonne des lunettes de soleil ajoute une touche de plaisir.

- Matériau de protection oculaire doux et rembourré avec un joli design de lunettes de soleil
- Poches oculaires conçues pour le confort et la sécurité du patient (N724, N725, N726)
- Les languettes hydrocolloïdes NeoBond® respectueuses de la peau maintiennent les NeoShades en place
- Non fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel ou du plastifiant DEHP
- Emballé individuellement



Informations de commande

Item	Qté/boîte	#pièce
Micro	50	N720
Small	50	N721
Large	50	N722
Avec pochettes oculaires		
Micro	50	N724
Small	50	N725
Large	50	N726

NEOTECH®

Faire la Différence



NeoShades® avec Bandeau Cache-œils de photothérapie

Le NeoShades avec bandeau de Neotech est une option pratique pour protéger les yeux des patients pendant la photothérapie. Le bandeau NeoFoam est conçu pour éviter de glisser et permet un ajustement stable, mais facile à déplacer ou à ajuster si nécessaire. Le tissu NeoFoam du bandeau est doux pour la peau et sa conception permet de réduire la transpiration. Les pochettes oculaires visent à offrir le summum du confort au patient. Un joli design de lunettes de soleil ajoute une touche de plaisir.

- Protecteur oculaire fait de matériau doux et rembourré, dessin représentant des petites lunettes
- Poches oculaires conçues pour le confort et la sécurité du patient
- Bandeau NeoFoam® breveté doux maintenant le bandeau NeoShades en place
- Bandeau réglable conçu pour réduire les risques de déplacement et permettant de réduire la déformation de la tête
- Conception de bandeau unique destinée à assurer un ajustement parfait
- Ne contient ni latex de caoutchouc naturel ni plastifiant DEHP
- Emballé individuellement

Informations de commande

Objet	Quantité/Unité	Part #
Micro	50	N727
Petit	50	N728
Grand	50	N729



NEOTECH®
Faire la Différence



NeoSmile™ Protection pour sonde de température

Lorsque vous avez besoin d'une housse de sonde de température durable et respectueuse de la peau, le Neotech NeoSmile avec base hydrocolloïde NeoBond® est votre meilleur choix. NeoSmile maintient en toute sécurité la sonde en place afin de permettre des lectures fiables. La housse de sonde est conçue pour une adhérence longue durée sans l'utilisation de latex de caoutchouc naturel ou de plastifiant DEHP, et la pellicule en feuille réfléchissante aide à protéger la sonde de la chaleur ambiante et rayonnante de l'incubateur. Son joli design de visage souriant rend NeoSmile idéal pour une utilisation néonatale et pédiatrique.

- Base hydrocolloïde hypoallergénique NeoBond®
- Pouvoir adhésif longue durée
- Le revêtement réfléchissant permet de protéger contre la chaleur ambiante et rayonnante
- Imprimé Bonhomme souriant
- Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel et sans plastifiant DEHP
- 1" Diamètre

Informations de commande

Description	Qté/Unité	Part #
1" NeoSmile	150	N731



NEOTECH[®]
Faire la Différence



NeoSmile™ Hydrogel Temperature Probe Cover

Our NeoSmile Hydrogel offers a temp probe cover that can be repositioned. NeoSmile Hydrogel holds the probe in place for reliable readings. The probe cover features reflective foil and a foam insulation layer to help protect the probe from ambient or radiant heat in an incubator. Its cute smiley face design makes NeoSmile ideal for neonatal use. NeoSmile is NOT made with natural rubber latex or plasticizer DEHP and each one is individually packaged in a foil-lined pouch.

- Reflective foil helps protect against ambient and radiant heat
- Cute smiley face design
- Skin friendly hydrogel adhesive base
- Reposition as needed
- Foam layer insulation
- Not made with natural rubber latex or plasticizer DEHP
- Individually packaged

Informations de commande

Description	Qté/Unité	Part #
1" NeoSmile Plus	75	N7321



NEOTECH®

Faire la Différence


NeoBond® Bandes adhésives hydrocolloïdes

Les adhésifs ne sont pas tous doux pour la peau sensible des nouveau-nés et des enfants. Neotech NeoBond offre une alternative douce pour la peau par rapport au ruban acrylique et autres produits agressifs. Utilisez cet adhésif innovant à long terme ou à court terme. Les bandes ou rouleaux NeoBond sont idéaux pour les planches de fixation et autres utilisations néonatales. Comme de nombreux produits Neotech, NeoBond n'est pas fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel ou du plastifiant DEHP.


- Alternative aux bandes acryliques plus respectueuse de la peau
- Conçues pour un maintien longue durée
- Idéales pour une utilisation avec attelles
- Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel et plastifiant DEHP

Informations de commande

Taille	Qté/Unité	Part #
1/2" x 6" Bandes (*50 ensembles de 2)	100	N741
1" x 15' Rouleau	1	N742



NEOTECH®
Faire la Différence



Neotech SoftSil™ Pansement adhésif en silicone

Le pansement adhésif en silicone SoftSil de Neotech fonctionne comme une barrière cutanée ou une protection. Le tissu souple non tissé de qualité médicale est recommandé pour une utilisation sur les coudes, les genoux et autres zones cutanées sensibles sujettes aux frottements. SoftSil est idéal pour la peau fragile du nouveau-né et peut être coupé à la taille souhaitée. Au besoin, vous pouvez le repositionner en toute sécurité avec un risque minimal pour la peau délicate ou la surface d'adhérence. SoftSil n'est pas fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel ou plastifiant DEHP.

- Idéal comme protection ou barrière cutanée
- L'adhésif en silicone doux convient parfaitement à la peau des nouveau-nés
- Repositionnable si nécessaire
- fabriqué sans latex de caoutchouc naturel et plastifiant DEHP

Informations de commande

Article	Qté/Unité	Part #
Pansement adhésif en silicone	100	N745



N757 Standard
N756 Mini


NEOTECH®

Faire la Différence

EZ-Hold® Fixation pour tubes et canules

Aidez à empêcher les tubulures et les canules de se déplacer ou de glisser avec Neotech EZ-Hold. Tous les appareils EZ-Hold ont une base NeoBond Hydrocolloïde moins susceptible d'irriter les peaux sensibles. Le rabat rabattable est conçu pour des ouvertures et des fermetures répétées sans affecter la peau. Le rabat transparent innovant du EZ-Hold permet une visibilité et il est fabriqué sans latex de caoutchouc naturel ni plastifiant DEHP.

- Base hydrocolloïde hypoallergénique NeoBond®
- Rabat conçu pour éliminer la contrainte de traction sur les tubes
- Rabat permettant les ouvertures et fermetures répétées
- Rabat transparent permettant une meilleure visibilité
- Taille mini et forme idéale pour les grands prématurés
- Ne contient ni latex de caoutchouc naturel ni plastifiant DEHP



Informations de commande

Objet	Quantité/Unité	Part #
Mini	100	N756
Standard	100	N757
XL	100	N758

NEOTECH®

Faire la Différence

NeoSpoon™ Cuillère à mesurer jetable

La cuillère NeoSpoon de Neotech permet une mesure précise de la formule et des fortifiants à usage néonatal et pédiatrique. Avec un distributeur pratique intégré dans l'emballage, il est à usage unique pour aider à minimiser les risques de contamination croisée. La conception à double cuillère vous permet de mesurer en multiples de 1/2 (2,5 ml) cuillère à thé ou 1/8 (0,6 ml) de cuillère à thé et ce, même pour les plus jeunes nouveau-nés. Il est fait de polymère de qualité alimentaire biodégradable.

- Double cuillère de 1,8 ml et 7,4 ml (1/8 et 1/2 c. à s.)
- Conçue pour mesurer rapidement et précisément
- Permet d'administrer un volume précis par dose de 1,8 ml
- Idéale pour les préparations en poudre pour nourrissons
- Matériau biodégradable respectueux de l'environnement
- Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel et sans plastifiant DEHP
- Emballage individuel

Pour plus d'informations www.novusmedical.ca/neotech/neospoon



Informations de commande

Le volume	Qté/Unité	Part #
1/8 & 1/2 tsp	100	N761



NEOTECH®

Faire la Différence



NeoPulse™ Bandage jetable pour oxymètre de pouls

Le NeoPulse de Neotech est un bandage léger, réglable et jetable pour oxymètre de pouls. Le bandage est disponible en trois tailles - petit, grand et XL - il y en a donc un qui convient à presque tous les patients néonataux et pédiatriques. Le tissu léger et respirant aide à prévenir les odeurs en évacuant la transpiration. Le NeoPulse se veut à la fois confortable et stable. Ce n'est pas fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel, réduisant les problèmes d'allergies.

- Matériau NeoFoam® doux, respirant et hypoallergénique permettant d'évacuer la transpiration
- Léger, réglable, s'adapte à la forme du corps
- Assure confort et stabilité
- Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel et sans plastifiant DEHP
- Emballage individuel



Informations de commande

Taille	Dimension	Qté/Unité	Part #
petit	3/4" x 3"	100	N781
grand	1" x 5"	100	N782
x-Large	2" x 6"	100	N783

NEOTECH®
Faire la Différence



Mentonnière ChinStrap™ de Neotech Accessoire D'assistance Respiratoire

Conçue pour les nouveau-nés, les nourrissons et les jeunes enfants, la mentonnière Neotech offre une manière douce et confortable pour aider à maintenir la bouche d'un patient fermée pendant l'assistance respiratoire. Le matériau durable et la sangle à crochet amovible permettent aux cliniciens de l'adapter à la tête de chaque enfant. Il soulage la pression sur les oreilles et le tissu NeoFoam doux pour la peau aide à évacuer l'humidité tout en étant confortable. De plus, la conception de la sangle de tête aide à éviter le glissement.

- Matériau NeoFoam® doux, respirant et hypoallergénique permettant d'évacuer la transpiration
- Souplesse permettant de réduire le mouvement de la bouche au minimum
- Forme ajustée et réglable
- Fente au niveau du menton assurant confort et stabilité
- Ouvertures au niveau des oreilles favorisant le bon positionnement
- Conçu pour réduire les risques d'escarres ou de nécroses
- Matériau spécial permettant d'éviter tout déplacement
- Ne contient ni latex de caoutchouc naturel ni plastifiant DEHP
- Emballé individuellement

Informations de commande



Item	Unité de quantité	Part #
Nano	20	N784
Micro	20	N785
Petit	20	N786
Grand	20	N787
XL	20	N788
Macro	20	N789
Géant	20	N790

NEOTECH®

Faire la Différence



Neotech Bridge® Dispositif d'aide à l'allaitement

The Bridge est un produit révolutionnaire pour la supplémentation au sein ! Il est composé d'un mince couvre-tétine en silicone avec un canal intégré qui se fixe à une seringue. Permet de donner du lait maternel ou formule. Il aide les bébés à bien prendre le sein et favorise la production de lait chez la mère. Peut être utilisé dans la plupart des circonstances où une bouteille serait traditionnellement utilisée.

- Permet une supplémentation pendant l'allaitement et aide à stimuler la production de lait maternel
- Empêche les interruptions d'allaitement pouvant entraîner des problèmes de mise au sein et d'approvisionnement
- Peut être utilisé pour fournir du colostrum, du lait exprimé, du fortifiant de lait maternel ou du lait maternisé
- Permet un contrôle précis du débit, du rythme et de la synchronisation des suppléments
- Fournit une surface pour que bébé puisse prendre le sein
- Aide à maintenir le contact peau à peau
- Silicone mince de qualité médicale pour une sensation plus naturelle
- Non fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel ou du plastifiant DEHP

Information de commande

Item	Qté/boîte	# de pièce
Bridge seulement	5	N8001-5
Bridge seulement	30	N8001-30
Kit- Bridge avec extension et Seringues 20ML & 60ML	1	N8001-KT



NEOTECH®

Faire la Différence

EZCare™ Softouch Fixation de tube de trachéotomie

Le EZCare Softouch est une fixation pour tube de trachéotomie respectueux de la peau et qui évacue l'humidité grâce à sa conception NeoFoam Ultra. Il est disponible en plusieurs couleurs et motifs pour égayer l'environnement. Mieux encore, il permet de limiter les irritations du cou tout en tenant le tube en place. Les cliniciens peuvent choisir parmi différentes tailles pour répondre aux besoins du patient et les modèles 2-pièces peuvent être coupés selon les besoins pour créer l'ajustement idéal.

- NeoFoam® Ultra épais pour une meilleure stabilité
- Le matériau NeoFoam doux, perméable à l'air et respectueux de la peau élimine la transpiration
- Conçu pour le confort
- Léger et épouse les formes
- Le N926 de 18" peut être coupé à la bonne taille
- Matériau unique pour empêcher le glissement
- Exempt de latex de caoutchouc naturel et de plastifiant DEHP
- Emballage individuel



Informations de commande

Item	Unité/Quantité	Part #
12.7cm Pièce unique	20	N9105
15.24cm Pièce unique	20	N9106
17.78cm Pièce unique	20	N9107
20.32cm Pièce unique	20	N9108
22.86cm Pièce unique	20	N9109
25.4cm Pièce unique	20	N9110
27.94cm Pièce unique	20	N9111
27.94cm 2 pièces (Tan Seulement)	20	N925*
45.72cm 2 pièces (Tan Seulement)	20	N926**
45.72cm 2 pièces (Noir Seulement)	10	N926BK-10**

* 1/2" de long | **1" de long

Bleu: BL | Camouflage: CO | Rose: PK | Tan: TN

PARAID®

Your Patient Transfer Specialist

Neo-Restraint Transport Néonatal

Fruit d'un développement complet par des concepteurs et des cliniciens, le Neo-Restraint répond au besoin d'un système de harnais de proximité sécuritaire et entièrement réglable pour réduire les effets néfastes des mouvements excessifs lors du transfert néonatal. Le Néo-Restraint est codé par couleur et conçu pour sécuriser les nourrissons dont le poids varie de 500 g à 6 kg.

- Installation facile
- Retrait rapide
- Lavable à la machine
- Points de pression éliminés par la conception innovante des supports non-abrasifs enveloppant le bébé
- Entièrement ajustable
- Fonctionne avec les incubateurs Drager TI500/Globetrotter, International Biomedical et Atom
- Nécessite des barres Neo-Restraint qui sont vendues séparément





SERVICE ET SUPPORT

Le service client et le support clinique de Novus Medical, les meilleurs de leur catégorie, ont reçu de nombreuses formations sur les produits de soins pour nourrissons et sont prêts à répondre à toutes vos questions. Le support technique est fourni par nos techniciens hautement qualifiés et compétents.

Pour plus d'informations ou pour commander un échantillon :

www.novusmedical.ca | info@novusmedical.ca

PRODUITS ADDITIONNELS CHEZ NOVUS MEDICAL INC.



**Diagnostics
Pulmonaire**



**Ventilation
Mécanique**



**Contrôle des
infections**



Télésanté

Pour explorer les nombreux autres produits que Novus Medical Inc. a à offrir, veuillez visiter :

www.novusmedical.ca



when we choose to trust the
journey and embrace love and joy,
we are free to fly.

- Annicken R. Day



866.926.9977 | info@novusmedical.ca | novusmedical.ca

Locations: Ontario & Alberta

NM0525