



### Ajoutez APNEATRAK à vos services.

Initialisez, enregistrez, analysez et révisez les études Niveau3 et les polysomnographies afin que toutes vos études du sommeil soient effectuées à l'aide du même logiciel efficace, EasyIII.

### Niveau 3 avec confiance

Avec les appareils ApneaTrak® HSAT, une conception repensée aide vos patients à effectuer leurs tests en toute confiance et confortablement. Vous pouvez permettre à vos patients de démarrer manuellement l'étude à leur convenance ou prédéfinir une heure de début automatique pour contribuer à améliorer les taux de réussite de l'étude. La configuration est simple avec des connexions de ports à code couleur, des images anatomiques et des vidéos et guides pour les patients.

La batterie rechargeable intégrée enregistre jusqu'à trois nuits sur chaque charge et vous évite les coûts et les maux de tête de traiter avec des piles jetables. Les connexions non-propriétaires vous donnent la liberté de choisir les accessoires que vous préférez.



*Les connexions encastrées sont protégées et surélevées par rapport au corps du patient pour améliorer le confort et réduire la taille globale*



## APNEATRAK CORE

Enregistrez tous les canaux requis pour les tests de type 3 afin de déterminer l'apnée du sommeil avec la plus grande simplicité pour les patients.

## APNEATRAK LEGACY

Capturez plus de détails respiratoires à partir de canaux supplémentaires de ronflement et de thermistance.

## APNEATRAK TST

Enregistrez trois canaux d'ExG (EEG, EOG, EMG ou ECG). Ajoutez EEG, EMG et EOG afin de calculer la durée totale du sommeil et d'améliorer la sensibilité de votre HSAT.

| CORE | LEGACY | TST | CANAUX                         |
|------|--------|-----|--------------------------------|
| ✓    | ✓      | ✓   | Canule de Pression             |
| ✓    | ✓      | ✓   | Oxymétrie                      |
| ✓    | ✓      | ✓   | Position                       |
| ✓    | ✓      | ✓   | Effort Respiratoire Thoracique |
| •    | ✓      | ✓   | Effort Respiratoire Abdominal  |
| •    | ✓      | ✓   | Flux d'Air                     |
| •    | ✓      | ✓   | Ronflement                     |
| •    | •      | ✓   | 3 canaux de ExG                |

## Connectez-le, tout simplement

La connexion des appareils ApneaTrak à votre PC vous accueille avec une fenêtre nécessitant un minimum d'informations sur le patient, préparant l'appareil à emporter chez le patient.

Une fois l'étude terminée, une seule connexion au PC lance automatiquement le logiciel, télécharge l'enregistrement, efface, recharge et prépare ApneaTrak à être initialisé pour votre prochain patient.

### Novus Medical Inc.

#### Notre Mission:

Fournir aux hôpitaux, cliniques et prestataires de soins de santé canadiens des technologies médicales uniques et de haute qualité. Comme alternative aux grandes entreprises impersonnelles, Novus Medical Inc. est suffisamment grande pour vous fournir un service client de pointe, mais suffisamment petite pour s'en soucier.

#### Notre Vision:

Être leader du secteur en matière de support client grâce au service, à l'éducation et aux connaissances, mieux que quiconque sur le marché aujourd'hui, et continuer à rechercher de nouveaux produits qui amélioreront également les soins de santé.

#### Nos Produits:

Nous fournirons à la communauté médicale des produits novateurs, basés sur les nouvelles idées des leaders d'opinion de l'industrie. Ces produits améliorent les soins aux patients, les rendent plus efficaces et réduisent ainsi le coût des soins de santé.



[info@novusmedical.ca](mailto:info@novusmedical.ca)  
[www.novusmedical.ca](http://www.novusmedical.ca)