# Polygraphie Cardiorespiratoire du Sommeil (PCRS)

ApneaTrak




## Ajoutez facilement la PCRS à vos services avec ApneaTrak

Initialisez, enregistrez, notez et révisez les PCRS et les PSG afin que toutes vos analyses du sommeil soient effectuées à l'aide du même logiciel familier et efficace.

## PCRS Sûrs et Confortable

Avec les appareils ApneaTrak® la conception réfléchie aide vos patients à effectuer leurs tests en toute confiance et confortablement. Vous pouvez permettre à vos patients de commencer manuellement l'étude à leur convenance ou prédéfinir une heure de début automatique pour aider à améliorer les taux de réussite de l'étude. La configuration est simple avec des connexions de ports à code couleur, des images anatomiques et des vidéos et des guides d'instructions pour les patients.

La batterie rechargeable intégrée enregistre jusqu'à trois nuits à chaque charge et vous évite les coûts et les maux de tête de s'occuper des piles jetables. Les connexions non exclusives vous donnent la liberté de choisir les accessoires que vous préférez.




***Les connexions encastrées sont protégées et surélevées par rapport au corps du patient pour améliorer le confort et réduire la taille globale.***

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS POUR PLUS D'INFORMATIONS INFO@NOVUSMEDICAL.CA

# Polygraphie Cardiorespiratoire du Sommeil (PCRS)

ApneaTRAK



**APNEATRAK CORE**

Enregistrez tous les canaux requis pour examens PCRS Niveau 3 - pour exclure l'apnée du sommeil avec la plus grande simplicité pour les patient



**APNEATRAK LEGACY**

Capturez plus de détails respiratoires à partir de ronflement et thermistance supplémentaires canaux.




**APNEATRAK TST**

Enregistrez trois canaux d'ExG (EEG, EOG, EMG ou ECG). Ajoutez l'EEG, l'EMG et l'EOG pour calculer le temps de sommeil total et améliorer la sensibilité de votre PCRS. Deux canaux partagent une référence commune ; l'un d'eux est bipolaire.

| CORE | LEGACY | TST | CANAUX |
|---|---|---|---|
| X | X | X | Pression nasale (flux) |
| X | X | X | Ronflement (canule) |
| X | X | X | Oxymétrie |
| X | X | X | Fréquence Cardiaque |
| X | X | X | Position |
| X | X | X | Bande Thoracique |
| X | X | X | Pléthysmographie |
| | X | X | Bande Abdominale |
| | X | X | Ronflement (capteur) |
| | | X | 3 canaux ExG |

Novus medical Inc.

## BRANCHEZ-LE SIMPLEMENT

La connexion des appareils ApneaTrak à votre PC ouvre une fenêtre nécessitant un minimum d'informations patient, préparant ainsi l'appareil pour le retour à domicile.
Une fois l'étude terminée, une simple connexion au PC lance automatiquement le logiciel, télécharge l'enregistrement, efface, recharge et prépare ApneaTrak pour l'initialisation de votre prochain patient.